

HIGIENE DEL AUDÍFONO



✓ HIGIENE DEL AUDÍFONO

KITS DE LIMPIEZA

Todo lo necesario para el mantenimiento e higiene del audífono en un mismo kit.



KIT DE LIMPIEZA RETRO CLEAUD

Ref. 0342CL1KTBT

Todo lo necesario para la limpieza de prótesis retro

El set contiene:

- Pastillero Cleaud
- Recipiente de limpieza de moldes Cleaud
- Estuche deshumidificador Cleaud
- Pera insufladora
- Cepillo limpia audífonos
- Gamuza



KIT DE LIMPIEZA INTRA CLEAUD

Ref. 0342CL2KTIT

Completo kit de limpieza para moldes intrarticulares

El kit contiene:

- Pastillero Cleaud
- Estuche deshumidificador Cleaud
- Limpia Venting
- Spray limpieza Celdud



KIT COMPACTO CLEAUD DE LIMPIEZA RETRO

Ref. 0398KITCOMR

Kit compacto para la limpieza de audífonos retroarticulares

El set contiene:

- Líquido limpiador Cleaud
- Pastillero Cleaud
- Cepillo limpia audífonos
- Gamuza



KIT COMPACTO CLEAUD DE LIMPIEZA INTRA

Ref. 0398KITCOMI

Kit compacto de limpieza de audífonos intrarticulares

El set contiene:

- Pastillero Cleaud
- Limpia Venting
- Spray limpieza Cleaud
- Gamuza

SECADO DEL AUDÍFONO



CAJA DE SECADO CLEAUD PARA AUDÍFONOS

Ref. 0342CL3SCAF

El recipiente deshumidificador Cleaud está especialmente diseñado para la deshumidificación de audífonos tanto retro como intraarticulares.

El interior del recipiente contiene un molde de esponja para proteger el audífono durante el proceso de deshumidificación. La estanqueidad del recipiente asegura un funcionamiento correcto.



PASTILLA DESHUMIDIFICADORA DRY-BRIK

Ref. 0368DESHDRY

Pastilla de secado e higiene

Elimina la humedad de los dispositivos en el ciclo de secado. Lleva la humedad relativa dentro de la caja a niveles mínimos y elimina olores.

*Sólo para Dry Store



DESHUMIDIFICADOR MINI SUPER DRI-AID

Ref. 0355BTCDESH

Protección para todo tipo de audífonos contra la humedad.

Gracias a la utilización especial de tamiz molecular que son físicamente y químicamente diferentes al gel de silicio, puede durar meses antes de requerir su sustitución incluso usándolo en lugares con una alta humedad.



DESHUMIDIFICADOR SUPER DRI

Ref. 0355DESHDRI

Deshumidificador para el secado de audífono

Protege a los audífonos de la humedad mejorando la higiene y evitando posibles mal funcionamiento de la prótesis auditiva.



DESHUMIDIFICADOR CLEAUD PASTILLAS 4 UDS

Ref. 0325DESCAJCLE

Contiene 4 cápsulas de gel de sílice que eliminan la humedad, evitando posibles daños en el aparato.

CAJAS DE HIGIENE ELÉCTRICAS



DESHUMIDIFICADOR OTOVITA DRY UV

Ref. 037006611BOX

Caja de secado electrónico para audífonos. Desinfección por luz ultravioleta y secado rápido de audífonos

Los rayos ultravioleta eliminan el 99,9% de los gérmenes y bacterias en 8 minutos. Después de 3 horas se apaga automáticamente quedando concluido el proceso.

Seca y cuida sus sistemas acústicos.

La humedad y el cerumen pueden causar mal funcionamiento o daños a los audífonos. El OtoVita® dry uv ofrece una manutención óptima, utilizando una temperatura de secado de 55°C la cual **incrementa de manera significativa la vida de tu aparato.**

Los rayos ultravioleta (253,7nm UV-C) eliminan el 99,9% de los gérmenes y de las bacterias; esta higiene clínica **previene los riesgos de infección** al oído y además protege tu salud.



DESHUMIDIFICADOR CEDIS e300 DUS ESTACIÓN DE HIGIENE ELECTRICA

La estación de higiene eléctrica es un complemento esencial para los productos de limpieza de audífonos

- Cámara compacta con luz UV-C
- Fuente de alimentación y enchufe USB (incluido)
- Secado por calefacción eléctrica
- Selección del tiempo de secado dependiendo de la humedad
- Desconexión automática al finalizar el proceso.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Proceso de limpieza con luz UV-C y duración de 5 minutos
- Tapa de cierre magnética.
- Larga vida útil de la fuente de luz.

Sin Cestillo - Ref. 032587494CE

Con Cestillo - Ref. 032587492CE



DESHUMIDIFICADOR CEDIS e150 DS ESTACIÓN DE HIGIENE ELECTRICA

Ref. 032587480CE

Estación de higiene para el secado funcional, la limpieza higiénica y el almacenamiento seguro de audífonos.

La estación de higiene es fácil de usar y de limpiar.

- Cámara de higiene compacta para secar, limpiar con luz UV-C y almacenar
- Sensor de encendido con pulso de vibración y señal acústica
- Operación de red + operación a través de conexión USB en la computadora (cable incluido)
- Secado con calefacción eléctrica

- Proceso de secado - 142 minutos
- Apagado automático tras el proceso de secado
- Protección contra sobrecalentamiento
- Proceso de limpieza UV-C ascendente de 8 minutos
- Tapa con cierre magnético
- Larga vida útil de las fuentes de luz
- Visualización del tiempo de funcionamiento restante mediante 5 diodos emisores de luz
- Fuente de alimentación: fuente de alimentación enchufable de 5 V (100 a 240 V) o mediante el cable USB / mini USB suministrado en la computadora



GERMICIDA ESTERILIZADOR UV PORWER CON LUZ ULTRAVIOLETA

Ref. 0398S02GERM

Esteriliza tu instrumental con Luz Ultravioleta de manera sencilla y rápida.

Con un tiempo medio de limpieza de 35-40 minutos recomienda germicida nos facilitará la tarea de esterilización.

Ficha técnica:

- Capacidad 3.5 litros
- Tiempo recomendado de funcionamiento: 30-45 min
- Tamaño: 40x24x21 cm<
- Voltaje nominal: 220V-240- Peso: 2.5Kgs



CUBETA DE ESTERILIZACION 1.5 LITROS CON BANDEJA

Ref. 0398165261CU

Cubeta para la desinfección por inmersión de instrumental.

Descripción Cubeta de Esterilización de Capacidad 1.5 Litros: Incluye tapa y bandeja para esterilización del instrumental.

Fabricada en plástico duro y compatible con los líquidos desinfectantes.



TRANSFORMADOR DRY STORE

Ref. 0368TRANSDR

CAJA DESHUMIDIFICADOR DRY & STORE

Ref. 0368CAJADES

Caja de secado electrónico que combina calor, aire y desecante

Consigue un óptimo secado de todo tipo de audífonos, mejorando así el mantenimiento y la higiene de los aparatos.



MÁQUINA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS

Ref. 0313211251M

Limpiador ultrasonido de capacidad 1400ml.

- Capacidad 1.4 litros
- Medidas 200 x 180 x 160 mm
- Peso 1.75 kg
- Complemento cesta
- Consumo 70 W
- Ciclos cinco diferentes (90-180-280-380-480 segundos)

PRODUCTOS E INSTRUMENTAL DE LIMPIEZA



LIMPIADOR CEDIS PROFI ULTRACTIV CON DOSIFICADOR

Loción para el cuidado cosmético de las manos y la piel. Especialmente desarrollada para piel sensible, también puede ser usada como body loción.

Absorción rápida, no grasa. Con aroma agradable. El complemento ideal del gel antimicrobiano cedis Profi ANTISEPT.

500 ml Ref. 0325862071L **120 ml** Ref. 032586209CO



SPRAY LIMPIEZA CLEAUD PARA AUDÍFONOS

Ref. 0342CL2SPRC

El spray limpiador (30 ML) Cleaud para la limpieza externa de audífonos intraauriculares

Se basa en la aplicación de un líquido limpiador especial, mediante un pulsador provisto de cepillo o pulverizador, que eliminando el líquido sobrante, asegura la aplicación de la dosis exacta sobre la superficie, sin dañar el mecanismo del audífono. Contiene además una gamuza de microfibra para el secado del mismo



GAMUZA LIMPIEZA AUDIFONO

Ref. 0312GAMUZAF



PERA SOPLADOR DE MOLDES

Ref. 032582400SO

Pera ergonómica de limpieza de tubos acústicos y ventings

Con pico muy fino de metal cromado.



VARILLA METÁLICA DE LIMPIEZA PARA MOLDES

Ref. 0370184VLMO

Cepillo de limpieza de alambre para sistemas auditivos y moldes.

Contenido
50 piezas



DESHUMIDIFICADOR CLEAUD PASTILLAS 4 UDS

Ref. 0325DESCAJCLE

Contiene 4 cápsulas de gel de sílice que eliminan la humedad, evitando posibles daños en el aparato.

Contiene 4 cápsulas de gel de sílice que eliminan la humedad, evitando posibles daños en el aparato.



PASTILLAS DE LIMPIEZA DE MOLDES CEDIS

Ref. 032598211RE

20 Pastillas Cedis de limpieza eC5.3

Limpia fiablemente con oxígeno activo y quita el cerumen de los moldes de forma eficaz. Caja de 20 pastillas



SPRAY DE AIRE CEDIS DE 100 ML

Ref. 0325852SPR

Spray neumático para la limpieza de vents y canales de sonido.

cedis AirPower eT2.7, 100 ml, caja de 12 sprays
La alternativa al soplador. Con punta cónica para un manejo fácil.



STICK PARA CERUMEN

Ref. 0370174STIK

Para la eliminación de cerumen en los sistemas auditivos y moldes.

Contenido
25 piezas



LIMPIA VENTING LARGO

Ref. 032578039L

Hilos especiales para la limpieza de tubos acústicos con diámetro interior de <= 0,9 mm. Ideal para sistemas open.

Ahora en cajas pequeñas.
Bolsas con 10 unidades



CEPILLO DE LIMPIEZA PARA AUDÍFONOS CON IMÁN

Ref. 0311CEPLIMF

Cepillo especialmente diseñado para la limpieza de audífonos.

Viene con imán y punta para la limpieza de la cera



VARILLA - CEPILLO DE LIMPIEZA

Ref. 032578025VAR

Cepillo especial para la limpieza de canales de sonido y ventings.

cedis VentBrush eT3.9, 2,5 mm (contenido: 10 piezas)
Suministrable en dos diferentes diámetros.

LIMPIA VENTING

Ref. 0311LIMVENM



ESCOBILLA - BASTONCILLO DE ALUMINIO

Ref. 0378723002ES

Bastoncillos con punta de algodón y soporte en aluminio.

100 unidades
Medidas: 150x0,9 mm.
Diámetro cabeza: 1.5 mm.
Presentados no estériles o estériles en sobre unitario.



ESCOBILLA - BASTONCILLO DE MADERA

Ref. 03785015ESC

Escobillones con punta de algodón de 5 mm y soporte de madera. 150 X 2.5 100 UDS

Presentados no estériles o estériles envasados en sobre de 1 u.



ESTUCHE DESHUMIDIFICADOR

Ref. 0311DESHEST

Cápsula con perlas de gel de Sílice para el secado de audífonos



RECIPIENTE PARA LIMPIEZA DE MOLDES CLEAUD

Ref. 0342CL1RMOL

Recipiente especial para la limpieza de moldes



TOALLITAS LIMPIADORAS CEDIS 25 Piezas

Ref. 032597913TO

Paños Cedis de desinfección individuales eC2.3 - 25 piezas

Para limpiar y desinfectar (bactericida, fungicida y hepatoviricida) sistemas auditivos y otoplásticas.
25 paños de limpieza individualmente embalados.



HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE

Ref. 0398I112135

Lazo auricular de aluminio para limpieza


¿Cómo realizar un pedido?


Estimado cliente,

El presente catálogo es una amplia muestra de todos los productos que trabajamos, **si necesita cualquier otro artículo del sector audiológico que no encuentra en el catálogo, no dude en ponerse en contacto con nosotros y se lo conseguiremos.**

Tenemos varias vías por las que nos puede hacer llegar su pedido, le detallamos a continuación las diferentes fórmulas:

 Por teléfono, llamándonos al **91 662 66 12**

 Por email, escribiéndonos a pedidos@audiotools.es

 O a través de la tienda Online. Es la forma más eficaz y ágil ya que la Tienda Online Audiotools está abierta 24/7, y su procedimiento es sencillo y rápido.

tienda.audiotools.es 

Instrucciones para Pedidos Online:


1. Entre en tienda.audiotools.es
2. Haga click en “Por favor, identifíquese”, situado en la esquina superior derecha. También, si coloca el cursor encima, se despliegan 3 opciones. La correcta es “Login”



3. Le aparecerá una ventana de acceso que le pedirá las Claves (Usuario y Contraseña). Debe introducirlas en los campos habilitados, justo debajo del rótulo “Bienvenido a nuestra Tienda Online”. Después haga click en “ENTRAR”. El acceso a la tienda puede tardar un par de segundos.



4. Una vez dentro de la tienda, en la parte izquierda tiene un menú con las diferentes categorías y subcategorías (+). Acceda a la sección que desea. También puede usar el buscador.
5. Una vez localizado el producto que desea, haga click en “Añadir a pedido”. Espere hasta que se habilite el campo de Unidades (puede tener algún retardo) y escriba la cantidad si es diferente a la que aparece. Proceda de la misma forma (4 y 5) hasta completar todo su pedido.
6. Una vez completado el pedido, haga click en el icono del carrito que está junto a el nombre de su centro en la parte superior derecha. Tras unos instantes, se cargará el listado completo de su pedido. Puede modificar las cantidades y/o eliminar lo que considere.



7. Una vez comprobado su pedido, marque la casilla para aceptar las “Condiciones de Venta” y haga click en “Realizar Pedido”



(+34) 91 662 66 12



**info@audiotools.es
pedidos@audiotools.es**



AudiotoolsComplementosAudiologia



audiotools-accesorios-audiologia



audiotools

Hazlo más fácil en:
tienda.audiotools.es

**Calle Loeches, 103A
Pol. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón
Madrid**